



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĒNS ARMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu



Cena: 49,95 €

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 8,67 €



Apraksts

Axiostat Military 150 cm Z-locījuma

hemostatiska tamponēšanas marle ar hitozānu

Axiostat Military hemostatiska marle ir sterils, vienreizlietojams un neabsorbējošs pārsējs, kas paredzēts ātrai vidēji smagas un smagas asiņošanas kontrolei ārkārtas un traumatu gadījumos. Pateicoties Z-locījuma konfigurācijai, šī 150 cm marle ir gatava ātrai ievietošanai dziļās brūcēs. Izgatavota no 100% dabīga hitozāna, tā darbojas pēc unikāla PBT® (Protonated Bioadhesive Polymer) mehānisma, veidojot spēcīgu bioadhēzijas barjeru, kas efektīvi aptur asiņošanu un neatstāj brūcē atlikumus.

Galvenās iezīmes

- **150 cm Z-locījuma marle** – kompakta, vakuuma iepakojumā, gatava ātrai lietošanai.
- **100% hitozāns** – paātrina dabisko asins recēšanu.
- **Bioaktīva un proteīnu nesaturoša** – hipoalerģiska un droša.



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ADMAKSAT)

- **Darbības mehānisms:** uzlādes balstīta bioadhēzija ātrai hemostāzei.
- **Elastīga lietošanā** – iespējams sagriezt, locīt un ievietot neregulārās brūcēs.
- **Kompakta un viegla** – ideāla militārajiem, taktiskajiem un neatliekamajiem komplektiem.

Kā tas darbojas

1. Uz brūces tiek pielikts spiediens.
2. Pozitīvi lādētās hitozāna molekulas veicina **bioadhēziju** ar asins šūnām.
3. **Plazmas absorbcija** paātrina recekļa veidošanos.
4. **Trombocītu aktivācija** un fibrīna barjeras veidošanās aptur asiņošanu.
5. Pie fizioloģiska pH pārsējs viegli noņemams, neatstājot atlikumus.

Indikācijas

- Šautas brūces
- Durta vai griezta brūce
- Sprādziena traumas
- Plīsumi, griezumī, noberzumi
- Artēriju un vēnu asiņošana
- Galvas un kakla traumas
- Situācijas, kurās **nav iespējams pielietot žņaugu**

Sertifikāti

- BIS
- CE
- ISO 13485:2016
- FDA
- NSN (atsevišķiem veidiem)

Ražotājs

Axio Biosolutions Private Limited
Plot 18, Gujarat Pharma Techno Park,
Sari-Matoda, TA: Sanand, Ahmedabad,
Gudžarata, Indija, Pin 382220