



Veikals [www.LYNXGEAR.lv](http://www.LYNXGEAR.lv)

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

## PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ARMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu

**Cena: 21,95 €**

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 3,81 €



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Adatas izmērs</b>      | 14G                         |
| <b>Kopējais garums</b>    | 14,3 cm                     |
| <b>Adatas garums</b>      | 8,8 cm                      |
| <b>Adatas diametrs</b>    | 1,15 mm                     |
| <b>Svars (ar apvalku)</b> | 14 g                        |
| <b>Materiāls</b>          | Nerūsējošais tērauds        |
| <b>Derīguma termiņš</b>   | 5 gadi no ražošanas datuma  |
| <b>Produkta kods</b>      | H5000-4012D                 |
| <b>UDI</b>                | 06974582640289              |
| <b>NSN</b>                | 6515-01-541-0635            |
| <b>Sertifikācija</b>      | CE marķēta medicīnas ierīce |

### Tipiskie pielietojumi

- Sprieguma pneimotoraksa dekompresija
- Taktiskie un militārie medicīnas komplekti
- Paplašinātās dzīvības glābšanas (ALS) komplekti
- Pirmsslimnīcas neatliekamā palīdzība

### Svarīga informācija

Šis produkts ir paredzēts lietošanai **tikai apmācītiem medicīnas**



Veikals [www.LYNXGEAR.lv](http://www.LYNXGEAR.lv)  
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”  
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895  
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,  
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,  
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA  
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494  
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

## PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ARMAKSAT)

**speciālistiem.** Nepareiza lietošana var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

### Par ražotāju

**CVN Medical Solutions** izstrādā progresīvus pirmsslimnīcas medicīnas risinājumus, koncentrējoties uz asiņošanas kontroli, hipotermijas novēršanu un taktiskās medicīnas operācijām. Viņu aprīkojums tiek izmantots gan civilajā neatliekamajā palīdzībā, gan militārajā jomā.

Papildus medicīnas ierīcēm CVN Medical Solutions nodrošina arī sertificētas **TCCC** un **TECC** apmācības. Uzņēmums darbojas saskaņā ar stingriem kvalitātes standartiem, tostarp **ISO 9001**, **ISO 14001**, **ISO 13485** un **AQAP**, nodrošinot augstu uzticamību un atbilstību prasībām.

### FAQ

**Kādā mērķa izmanto pneimotoraksa adatu?** aisa krūškurvja dobumā iesprostots gaiss sprieguma pneimotoraksa gadījumā.

**Kā sūdzības tiek risinātas?** apmācītam medicīniskajam personālam.

**Vai produkts ir sterilizēts?** sterilis un gatavs tūlītējai lietošanai.

**Mai pasākumi, kas jāveic standarta pirmās palīdzības komplektos?** trauma komplektos.

### Terminu skaidrojums

- **Sprieguma pneimotorakss:** dzīvībai bīstams stāvoklis, ko izraisa krūškurvja dobumā iesprostots gaiss.
- **Dekompresija:** spiediena samazināšana krūškurvī, lai atjaunotu elpošanu.
- **Gauge (G):** adatas diametra mērvienība.

### Drošības informācija

Nepareiza lietošana var izraisīt smagas traumas vai letālas komplikācijas. Lietot tikai saskaņā ar medicīnisko apmācību un protokoliem.

### Ražotājs un GPSR kontakts

**CVN Medical Oy**

Yrittäjätie 2

FI-60100 Seinäjoki

Finland

Email: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem.

Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

```
document.getElementById('cloak221f41d7ac7fa201e145709dd87c151c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy221f41d7ac7fa201e145709dd87c151c = 'info' + '@'; addy221f41d7ac7fa201e145709dd87c151c = addy221f41d7ac7fa201e145709dd87c151c + 'cvn' + '.' + 'fi'; var addy_text221f41d7ac7fa201e145709dd87c151c = 'info' + '@' + 'cvn' + '.' + 'fi'; document.getElementById('cloak221f41d7ac7fa201e145709dd87c151c').innerHTML += ''+addy\_text221f41d7ac7fa201e145709dd87c151c+';
```