



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA


Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ARMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu



Cena: 29,95 €

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 5,20 €



Apraksts

Pirmā palīdzība atklātām krūšu kurvja brūcēm – Halo Chest Seal

Šis ir neuzsūcošs un nesterils, okluzīvs brūču pārsējs, kas paredzēts brūces segšanai un mehāniskās barjeras nodrošināšanai.

Iezīmes:

- **Teicami pielīpošs hidrofilisks želejas pārklājums:** nodrošina drošu blīvējumu pat asins vai sviedru klātbūtnē.
- **Dizains bez vārsta:** novērš vārsta pārvietošanās risku, nodrošinot uzticamu veiktspēju.
- **Lielā cilne vieglai noņemšanai:** ļauj ātri un viegli noņemt pat ārkārtas situācijās.
- **Universāla lietošana:** Var tikt izmantots arī citu brūču pārsēju nostiprināšanai, papildinot tā daudzpusību.
- **Tīra noņemšana:** pēc noņemšanas neatstāj līmes atliekas.
- **Izcirtnes visos 4 stūros:** paredzētas vieglai atvēršanai, nodrošinot



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĻINS ADMAKSALI)

ātru piekļuvi.

- **Atkārtoti noslēdzams iepakojums:** Iepakojums var tikt atkārtoti noslēgts, ja produkts tūlīt netiek izmantots, saglabājot tā sterilitāti.
- **Plašs temperatūras diapazons:** Efektīvs temperatūrās no -40 °C līdz +65 °C.
- **Ilgstošs glabāšanas laiks:** Var tikt izmantots līdz 3 gadiem no ražošanas datuma.
- **Bez lateksa:** Droši lietojams pacientiem ar lateksa alerģijām.

Prece tiek piedāvāta 2 gabalu iepakojumā. Cena attiecas arī uz divu gabalu iepakojumu.

Lietošanas instrukcija:

- Notīriet un nosusiniet brūci
- Noņemiet aizsargplēvi no pārsēja
- Ar līmplēves pusi uz leju, stingri uzlieciet to tieši uz brūces centra
- Uzklājiet ar vieglu spiedienu
- Pēc lietošanas izmetiet kopā ar citām līdzīgām medicīniskajām ierīcēm.

Zīmola valsts – ASV.