



Магазин www.LYNXGEAR.lv
Компания: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

Пока без рейтинга

Цена 11,95 €

Цена со скидкой

Вкл. НДС 21%: 2,07 €



Описание

Петля для удаления клещей 3iX (Tick Remover Loop)

3iX Tick Remover Loop (иногда называемая “TickLasso”) – инновационный инструмент для безопасного и эффективного удаления клещей без повышенного риска передачи болезней. Система петли захватывает клеща, не раздавливая его, что гарантирует извлечение всего паразита (включая голову) быстро, чисто и с минимальным стрессом для носителя и пользователя.

Основные особенности

- **Безопасное и полное извлечение:** Избегает сдавливания или раздражения клеща, что помогает предотвратить выброс возбудителей в ранку.
- **Система петли:** Легко захватывает клеща (малого или большого размера), обеспечивая извлечение головы целиком.
- **Предотвращает передачу патогенов:** Уменьшает риск инфекций (например, боррелиоз или клещевой энцефалит) за счёт аккуратного удаления без раздавливания.
- **Универсальное применение:** Подходит для людей и животных (собак, кошек, скота), незаменима для любителей активного отдыха, путешественников, охотников и т.д.
- **Лёгкий и компактный:** Вес всего 6 г, длина около 11.5 см – удобно носить в кармане или аптечке.
- **ISO 9002 сертификация:** Разработана и произведена в Швеции по строгим стандартам качества.



Магазин www.LYNXGEAR.lv
Компания: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)


Технические характеристики

- **Длина:** 11.5 см
- **Вес:** 6 г

Как использовать

1. Поместите петлю вокруг ротовой части клеща — не надавливайте на тело клеща.
2. Осторожно затяните петлю, чтобы захватить тело, не раздавливая клеща.
3. При необходимости слегка поверните или покачайте и затем плавно потяните. Таким способом используют естественную форму шипов клеща.
4. Утилизируйте клеща безопасным способом (например, смойте в канализацию, запечатайте в скотче или проверьте на заболевания).
5. Очистите и продезинфицируйте место укуса и сам инструмент.

Совет: Риск передачи болезней повышается, чем дольше клещ остаётся прикреплённым. Удаляйте клеща как можно раньше — желательно в течение 24 часов — и избегайте “домашних методов”, раздражающих клеща.



Дополнительная информация

- [Подробнее о клещевых инфекциях и профилактике](#)

С помощью **Zix Tick Remover Loop** клещи любого размера могут быть удалены мягко и эффективно, снижая дискомфорт у детей, питомцев и в чувствительных зонах тела. Разработан и произведён в Швеции, этот инструмент широко используется врачами, ветеринарами и любителями активного отдыха, позволяя быстро и безопасно извлекать клещей.

Производитель:

Karo Pharma AB

а/я 16184, 103 24 Стокгольм, Швеция