



Магазин www.LYNXGEAR.lv
Компания: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА


(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

Пока без рейтинга

Цена 29,95 €

Цена со скидкой

Вкл. НДС 21%: 5,20 €



Описание

Первая помощь при открытых ранах грудной клетки – Halo Chest Seal

Это не всасывающееся и нестерильное окклюзионное повязка, предназначенная для покрытия раны и обеспечения механического барьера.

Особенности:

- **Отлично прилипающее гидрофильное гелевое покрытие:** обеспечивает надежное уплотнение даже в присутствии крови или пота.
- **Дизайн без клапана:** исключает риск смещения клапана, обеспечивая надежную работу.
- **Большая вкладка для легкого удаления:** позволяет быстро и легко удалить даже в чрезвычайных ситуациях.
- **Универсальное использование:** также может использоваться для закрепления других перевязочных материалов, увеличивая его универсальность.
- **Чистое удаление:** после удаления не оставляет клеевых остатков.



Магазин www.LYNXGEAR.lv

Компания: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,

Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Банковский счет: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

- **Вырезы во всех 4 углах:** предназначены для легкого открытия, обеспечивая быстрый доступ, когда каждая секунда на счету.
- **Герметичная упаковка:** Упаковка может быть повторно закрыта, если продукт сразу не используется, сохраняя его стерильность.
- **Широкий температурный диапазон:** эффективен при использовании в температуре от -40 °C до +65 °C.
- **Длительный срок хранения:** может использоваться до 3 лет с даты производства.
- **Не содержит латекса:** безопасно для использования пациентами с аллергией на латекс.

Изделие поставляется в упаковке из 2 штук. Цена также относится к двойной упаковке.

Инструкция по применению:

- Очистите и высушите рану
- Снимите пломбу с релизной линии
- Липкой стороной вниз, плотно приложите к центру раны
- Примените легкое давление
- После использования утилизируйте вместе с другими медицинскими устройствами.

Страна бренда – США.